

Viatjar amb oxigen



Mesures de seguretat
en mitjans de transport

Viatjar amb oxigen

en avió



Requeriments de seguretat



Recomanacions generals

Per a tots els sistemes de subministrament d'oxigen medicinal (MOSS) en avions (si la companyia aèria ha donat prèviament la seva autorització).

Nota:

És probable que només les ampolles de gas o els concentradors portàtils siguin autoritzats a bord de l'avió, normalment no es permet l'ús dels sistemes de líquid.

Nota:

Les ampolles que no siguin propietat de l'aerolínia podrien no estar permeses.

Actuació en cas d'emergència a l'avió

Per a tots els sistemes de subministrament d'oxigen medicinal (MOSS) en avions (si la companyia aèria ha donat prèviament la seva autorització).

Permès



Abans de viatjar en avió, sempre:



- S'ha de tenir l'autorització per volar mentre rebem teràpia amb oxigen medicinal del nostre metge.
- S'ha de tenir l'autorització de la companyia aèria per poder usar el subministrament d'oxigen a l'avió.



- Valorar si es pot utilitzar el MOSS propi o el de la companyia aèria.
- Valorar si s'ha d'estar acompanyat per un cuidador a l'avió.



- Verificar la disponibilitat d'un MOSS per ser utilitzat a l'hora de pujar i baixar de l'avió (des del check-in fins a la recollida de l'equipatge) i si l'aerolínia oferirà el servei durant el vol.
- Tenir l'autorització del proveïdor de la teràpia d'oxigen per utilitzar el teu propi MOSS.
- Utilitzar, preferentment, ampolles amb vàlvula integral als avions.

Quan s'utilitzen MOSS en avions:



- Porta **només** la quantitat necessària d'oxigen per al viatge.
- Pensa a utilitzar un equip economitzador d'oxigen.
- Utilitza **sempre** el MOSS com s'indica al manual.
- Apaga **sempre** el MOSS quan no s'estigui utilitzant.
- Utilitza **només** unitats portàtils (si estan permeses) durant els viatges en avió.

Quan utilitzis un MOSS en un avió, assegura't que:



- saps com utilitzar correctament l'equip.
- coneixes els riscos associats a la sobreoxigenació mentre utilitzem un MOSS en un avió.
- utilitzes una bossa o motxilla de transport per mantenir l'ampolla/recipient segur.
- tens els tubs de subministrament tan curts com sigui possible.
- es pot accedir fàcilment a la vàlvula/manoreductor de l'ampolla quan s'utilitzi a bord.



Actuació en cas d'emergència a l'avió



- **Sempre** s'han de seguir les instruccions dels membres de la tripulació.

Prohibit



Quan s'utilitzen MOSS en un avió està prohibit:



- permetre que algú fumi prop de nosaltres (mantenir com a mínim 3 m de distància).
- deixar el MOSS sense vigilància.
- deixar la cànula o la màscara al seient o sobre qualsevol altre material absorbent quan no s'utilitzi.



- permetre als nens manipular el MOSS.
- tancar el MOSS amb roba, bosses o qualsevol altre material.
- canviar el regulador durant el vol.
- utilitzar un tub de flux del tipus de sistema de control de flux.
- tenir begudes o líquid prop del concentrador.



Si es produeix una emergència mentre s'utilitza el MOSS a l'avió, no s'ha de:



- permetre que ningú fumi a prop quan s'està evacuant el transport públic.